



Análisis de anticuerpos a patógenos prevenibles por vacunas por ELISA

Anticuerpos IgG contra:

- *Bordetella pertussis*
- Toxoide diftérico
- Toxoide tetánico
- Virus de la rubeola
- Virus de las paperas
- Virus de varicela zóster (VVZ)
- Virus del sarampión
- Virus TBE

- Detalladas curvas estándar para máxima precisión en la medición
- Detección fiable incluso de títulos bajos de anticuerpos
- Cuantificación en unidades internacionales (*B. pertussis*, difteria, rubeola, sarampión, tétanos, VVZ) o unidades Viena (TBE)
- Control óptimo de la respuesta inmunitaria mediante la utilización de antígenos de la vacuna (paperas)
- Totalmente automatizable (EUROIMMUN Analyzer I, EUROIMMUN Analyzer I-2P y EUROLabWorkstation ELISA)

Encuentre más información en www.euroimmun.de
o contacte con nosotros directamente: www.euroimmun.com/contact



El estado regulatorio de los productos tiene que verificarse para el marco legal de cada cliente. Por favor contacte con su responsable de ventas local para obtener más información sobre los productos y su disponibilidad.