



## EUROIMMUN ofrece un set completo para la detección del nuevo coronavirus y de anticuerpos a SARS-CoV-2



### EURORealTime SARS-CoV-2 (¡Sólo para fines de investigación!)

- Desarrollada para la detección específica de SARS-CoV-2
- Detección del patógeno rápida y sencilla a través de transcriptasa inversa y reacción en cadena de polimerasa en tiempo real en un sólo paso
- Sensibilidad alta gracias a la detección simultánea de dos secuencias blanco de SARS-CoV-2
- Sólo requiere un paso de reacción por muestra

**Número de referencia: MP 2606-0425**

### Anti-SARS-CoV-2 ELISAs IgA y IgG

- Pruebas con marca CE para apoyar el diagnóstico de COVID-19
- Detección sensible y específica de anticuerpos anti-SARS-CoV-2
- Aptas para el cribado a gran escala de personas con contacto previo con SARS-CoV-2 y para la identificación de personas inmunes
- Constituyen un suplemento ideal a la prueba de detección directa
- Aptas para la recolección de datos epidemiológicos

**Número de referencia: EI 2606-9601 A (IgA), EI 2606-9601 G (IgG)**

